



GILSON® pipetman®


M96

PIPETMAN® M96 • An ideal solution for plate pipetting in PCR/qPCR, ELISA, cell culture, and drug screening.



Upgrade Your Lab

Simplified High-Throughput
96-Channel Pipetting





모든 웰에서 일관되고 신뢰성 높은 결과

- **우수한 재현성**
반복적인 피펫팅 작업에서 발생할 수 있는 작업 편차를 최소화하여 일관되고 재현성 높은 결과를 제공합니다.
- **많은 양의 샘플을 한 번에 처리해야 하는 환경에서도 안정적인 성능**
대량의 샘플을 처리하는 고처리량 워크플로우에서도 안정적이고 신뢰성 높은 피펫팅 성능을 제공합니다.

빠르고 간편한 96채널 피펫팅

- **모터 구동식 96채널 피펫팅**
96개 채널을 동시에, 한 번에 처리하여 마이크로플레이트 기반의 피펫팅 작업을 신속하게 수행할 수 있습니다.
- **작업 시간 및 반복 작업 감소**
- **사용자 맞춤형 프로토콜 설정**
실험 목적 및 적용 분야에 따라 사용자가 직접 프로토콜을 생성하고 설정할 수 있습니다.

직관적인 사용 환경 및 추가 소모품 비용 절감

- **다양한 SLAS 표준 랩웨어와 호환**
다양한 SLAS 표준 규격의 실험실용 랩웨어를 지원하여 기존 실험 워크플로우에 유연하게 적용할 수 있습니다.
- **표준 PIPETMAN® DIAMOND Tips 사용**
별도의 전용 팁이나 특수 소모품이 필요하지 않으며, 표준 PIPETMAN® DIAMOND Tips를 사용할 수 있습니다.
- **직관적인 터치스크린 인터페이스**
대형 터치스크린을 통해 작업 단계별 안내를 제공하여 프로토콜 설정 및 장비 조작을 간편하게 수행할 수 있습니다.
- **다양한 피펫팅 모드 제공**



Ordering Information

PIPETMAN® M96			
모델	볼륨범위		주문번호
	Standard Pipette Mode	Repetitive Mode	
P96x20M	2-20 µL	1-20 µL	FH10003
P96x200M	10-200 µL	5-200 µL	FH10004

PIPETMAN® M96 Accessories

Part Description	Part Number
① Multi-tray for 96- and 384-well microplates	FH07005
Rotating reversible tray 96 well left side – 384 well right side	FH07004
② Rotating reversible tray 384-384 well sides	FH07003
③ Adapter for PIPETMAN® DIAMOND Tips TIPACK™	FH07006
④ PIPETMAN M96 pipette	
⑤ Rotating reversible tray 96-96 well sides (provided with the pipette, and available as an extra accessory)	FH07002
⑥ Single reversible tray 96-384 well sides (provided with the pipette, and available as an extra accessory)	FH07001

● Included in the PIPETMAN M96 box | ● Sold separately

